

Le fauteuil **CH** est la référence en CHSLD depuis 2001, car il propose toutes les caractéristiques et ajustements nécessaires pour procurer à l'utilisateur un grand confort et une propulsion facile.

Entre autres caractéristiques, notons le dossier réglable en angle par incrément de 3 degrés, la plaque d'ajustement du centre de gravité à quatre positions, la hauteur sol-siège disponible à partir de 13 ½ pouces, et beaucoup plus.

Le châssis en aluminium est léger et très rigide, ce qui favorise également une propulsion efficace. Tous remarqueront la solidité des appuis-bras qui inspire confiance lors des transferts de l'utilisateur.

PLAQUE D'AJUSTEMENT MULTI-POSITIONS



Le **CH** est le seul fauteuil de sa catégorie équipé d'une plaque d'ajustement des roues arrière à quatre positions pour permettre une propulsion plus efficace qui demande moins d'efforts de la part de l'utilisateur.

CÂBLE DE TENSION



Dans le but de maximiser la durée de vie du fauteuil, un câble de retenue en acier prévient une ouverture inadéquate qui pourrait endommager le fauteuil.

DOSSIER À TENSION AJUSTABLE



Le dossier à tension ajustable du **CH** possède maintenant quatre courroies pour un meilleur ajustement de la toile au relief dorsal de l'utilisateur. Une pochette et une fenêtre d'identification sont des caractéristiques pratiques en centre d'hébergement.