

HYPER 4

Star 4s Star 4 Star 3

LUNAR 4

Caractéristiques

SIÈGE PROFILÉ ERGONOMIQUE



Le siège rembourré profilé ergonomique est très enveloppant pour un maximum de stabilité, ceci grâce aux butées thoraciques du dossier et au siège biseauté.

PARE-CHOCS INTÉGRAL



Tous les scooters sont équipés de robustes pare-chocs en acier à l'avant et à l'arrière pour protéger et préserver l'apparence des capots. Quatre points d'ancrage assurent une immobilisation sécuritaire dans les véhicules de transport adapté.

SUSPENSION AVANT



L'Hyper-4 et le Star-4S bénéficient d'une suspension ajustable aux quatre roues pour un confort de roulement amélioré sur des surfaces inégales. Le Lunar-4, le Star-3 et le Star-4, pour leur part, sont équipés d'une tige de siège à suspension pour maximiser le confort de l'utilisateur.

CHARGEUR INTÉGRÉ



Tous les scooters Orthofab, à l'exception du Lunar-4, sont équipés d'un chargeur de batteries intégré. Cette caractéristique distinctive permet à l'utilisateur une grande tranquillité d'esprit puisqu'il peut recharger les batteries de son appareil au besoin et n'importe où.

CHÂSSIS RIGIDE



Les scooters Orthofab ont été conçus pour une utilisation intensive dans un climat rigoureux. C'est pourquoi les châssis en acier sont soudés en une seule pièce pour prévenir toute défaillance qui pourrait survenir avec un châssis démontable. En outre, il n'y a aucune jonction dans le câble qui relie les commandes du guidon au contrôleur situé à l'arrière. Les risques de mauvais contact sont donc éliminés. Il est également à remarquer que les câbles et toutes les composantes électriques sont protégés des intempéries par les plaques de protection.

HYPER 4 Star 4s

L'Hyper-4 est le plus puissant et le plus costaud de la gamme des scooters Orthofab.

Un contrôleur programmable de 110 ampères et un puissant moteur à 4 pôles propulsent cet imposant bolide là où vous voulez aller.

Que ce soit sur une piste cyclable ou un sentier plus cahoteux, votre confort sera omniprésent grâce aux roues surdimensionnées de 13 pouces et à la suspension ajustable. Les batteries de groupe 40 sont standard et, pour plus d'autonomie, des batteries de groupe 24 sont livrables en option.

Le chargeur intégré vous procurera une tranquillité d'esprit lors de vos longs déplacements. Malgré son gabarit imposant, l'Hyper-4 respecte la norme de longueur maximale de 52 pouces pour accéder aux véhicules de transport adapté.

Polyvalent, fiable et performant, le Star-4S possède tous les attributs du Star-4, ce dernier ayant fait ses preuves depuis plusieurs années sous tous les climats. Il se démarque par une suspension aux quatre roues ainsi qu'une vitesse de 10 kilomètres à l'heure.

La hauteur du siège au plancher est également réduite à 17 ¼ pouces. Si votre randonnée se prolonge jusqu'en soirée, les lumières et clignotants avant et arrière vous permettront d'être bien visible, et si vous devez recharger vos batteries, le pratique chargeur intégré vous accompagne partout.

Parfait pour des ballades à l'extérieur et tout aussi à l'aise à l'intérieur, le Lunar-4 est à la fois compact et performant. Sa longueur hors-tout de seulement 45 pouces et sa largeur réduite de 23 pouces lui permettent de manœuvrer facilement dans les endroits restreints; et quand vient le temps de rouler à l'extérieur, sa vitesse de 10 kilomètres à l'heure plaira certainement à son utilisateur.

LUNAR 4

Contrairement à la plupart des appareils de sa catégorie, le châssis du Lunar-4 est soudé et ne comporte aucun joint mobile, garantissant robustesse et fiabilité. Le Lunar 4 est doté en équipement standard de batteries de type 40 AH pour une autonomie de loin supérieure aux appareils de cette catégorie. Le guidon de type Delta est facilement ajustable, sans positions prédéfinies.

Des pare-chocs robustes, des lumières avant et arrière ainsi que le pratique panier avant font partie de l'équipement de série du Lunar-4.