

ORTHOFAB

Présente
La collection : *Crescendo*

Position :
Lève personne et inclinable

Caractéristiques :
Style européen, fabriqué au Québec



Avantages :

- *Choix de tissus : Le Crescendo peut être recouvert de plus de 150 tissus différents, au choix du client. Le tissu choisi pour le fauteuil peut aussi être vendu afin de confectionner des coussins ou autre accessoires. Le client peut aussi apporter son tissu et faire recouvrir le Crescendo de celui-ci.*
- *Versatilité : La profondeur du siège peut-être augmentée ou diminuée de 1 ou 2 pouces. Des coussins peuvent être ajoutés afin de réduire la largeur du siège.*
- *Confort : De la mousse viscoélastique peut être ajoutée au siège ou au dossier.*
- *Nécessite moins d'espace : Lors de l'inclinaison du dossier, la base translate vers l'avant. Le fauteuil peut s'incliner même lorsque son dossier est près du mur.*
- *Durabilité : La structure du fauteuil est en acier. Aucun bois pressé n'est utilisé dans sa fabrication. Pour éviter l'affaissement, le dossier est composé d'un bloc de mousse qui garde son confort et sa durabilité.*
- *Transferts : Les appuis-bras sont plus hauts que les autres modèles afin de faciliter le positionnement de l'utilisateur.*
- *Déplacements : Le Crescendo a de petites roulettes à l'arrière. Le fauteuil peut-être basculé légèrement et roulé afin de faciliter son déplacement.*
- *Options : Plusieurs options sont disponibles tel qu'un appui-tête, un coussin pour la tête, recouvrement des appuis bras et de la structure avant.*

Québec
2160, rue De Celles
418-847-5225

Montréal
10 370, Louis-H.
Lafontaine
514-493-9797

Brossard
2230, Boul. Lapinière
450-462-4694

Sherbrooke
329, rue King Est
819-566-5551

Shawinigan
1186, de la Station
819-536-7075

WWW.ORTHOFAB.COM